



SPECULUM

ARTIGOS MÉDICOS, S.A.

Acompanhamos o pulsar da vida

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40

Fax: 21 471 69 69

Linha Azul: 808 200 306

E-mail: geral@speculum.pt

www.speculum.pt

DESINFETANTE SONDAS ACRYLAN



Referência:

- **ATAC1L000** – Garrafa de 1 Litro
- **ATAC5L000** – Garrafão de 5 Litros

Descrição do artigo:

Desinfetante Sondas Acrylan

• Solução aquosa para a desinfeção rápida e limpeza de superfícies particularmente sensíveis e dispositivos médicos

- Pronta a usar
- Não contém álcool
- Compatibilidade muito elevada de material, mesmo com materiais especialmente sensíveis, como vidro acrílico
- Adequado para o uso em toalhetes
- Rápido tempo de ação

Ingredientes ativos em 100 g:

- 0.525 g cloreto de didecildimetilamónio
- 0.120 g polihexanida

