



SPECULUM
ARTIGOS MÉDICOS, S.A.

DESINFECTANTE SUPERF. COMBI SPRAY

1 Liter



ATCS00110 – 1L

5 Liter



ATCS00502 – 5L

VAH clean and dirty conditions	conc. - 5 min.
ÖGHMP	conc. - 1 min.
Vaccinia	conc. - 5 min.
Adeno	conc. - 5 min.
Polio	conc. - 60 min.
SV40	conc. - 60 min.
virucidal**	conc. - 60 min.

** acc. to RKI-recommendation Bundesgesundheitsblatt
01/2004

Descrição do produto

Desinfetante superfícies Combi Spray

- Solução polialcoólica pronta para uso na desinfeção de superfícies de qualquer tipo
- Sem formaldeído
- Eficaz a partir do 1º minuto
- Eficaz contra: todas as bactérias (incl. TB), fungos, esporos, vírus (HIV/HBV, rota)
- Activos em 100 g:
20,00 g de etanol
35,00 g 1-Propanol
0,05 g Glutaraldeído

Doseadores:

AT0000MS1 – 1L



AT0000MD5 – 5L



Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40

Fax: 21 471 69 69

Linha Azul: 808 200 306

E-mail: geral@speculum.pt

www.speculum.pt

