



SPECULUM
ARTIGOS MÉDICOS, S.A.

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40

Fax: 21 471 69 69

Linha Azul: 808 200 306

E-mail: geral@speculum.pt

www.speculum.pt



DETERGENTE CONCENTRADO

LIMPEZA TRIACID N



VAH dirty conditions	1% - 15 min. 0.5% - 30 min. 0.25% - 60 min.
VAH clean conditions	1% - 15 min. 3% - 5 min. 0.5% - 30 min. 0.25% - 60 min.
BVDV	0.5% - 5 min.
HBV, HCV, HIV	1% - 15 min.
Vaccinia	1% - 15 min.
Sporocidal	7.5% - 15 min. 5% - 60 min.
Stability test for 14 days	1% - 15 min. 0.25% - 60 min.



Doseador
AT0000MD5 - 5L

Descrição do produto

Concentrado líquido para limpeza e desinfecção de instrumentos cirúrgicos e equipamentos de laboratório (vidro, porcelana, metal, borracha e plástico).

- Sem aldeídos
- Grande eficácia
- Com efeito a partir dos 5 minutos
- Facilmente usado em todos as máquinas standard
- Uso económico
- Odor agradável
- Limpeza delicada dos materiais

Espectro de Eficácia:

- Bactericida (inc. TBC)
- Levurocida (inc. C. Albicans)
- Virucida limitada (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV)

Composição (ativos):

100g contém: 18g N-Dodecylpropano-1, 3- Diamina

Características físicas e químicas:

- Aparência: líquido claro, ligeiramente amarelo
- Odor: aromático
- Valor PH: ca.9 a 20°C
- Densidade: ca. 1g/cm³ a 20°C
- Flashpoint: 32°C DIN 51755

ATN000502 – 5L

ATN002036 – 2L

ATTRIACN1 – 1L