

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40
Fax: 21 471 69 69
Linha Azul: 808 200 306

E-mail: geral@speculum.pt
www.speculum.pt



FILTRO MAIN M-1

Descrição do artigo:

Filtro Main M-1

- Composto por um filtro de carvão vegetal e um filtro ULPA
- Eficácia avaliada em 99.99997% em partículas de 0.01 micron e 0.12 microns MPPS.
- Tempo de vida (utilização normal): **16 horas**
- Tempo de vida (fumo de eribium): 16 procedimentos, utilizando um bocal LTX para cada procedimento ou quando aparecer o alerta indicador de filtro cheio

AW00M1ACU

