



SPECULUM
ARTIGOS MÉDICOS, S.A.

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40
Fax: 21 471 69 69
Linha Azul: 808 200 306

E-mail: geral@speculum.pt
www.speculum.pt



CARRO EMERGÊNCIA TORNADO



Ref.ª:CF0007010



CF00070117
Compartimento p/
Aspirador Secreções



CF00070104
Painel c/cinto
p/garrafa oxigenio



CF0006062
Aspirador Secreções



CF00070120
Tabua massagem cardiaca



CF0006063
Ficha Tripla

CF00073076
Tipo G

Descrição do artigo:

Carro emergência Tornado

- À prova de ferrugem e manchas
 - Estrutura de uma só peça, com os lados feitos de tecnopolímero de alta densidade
 - Higienicamente seguro - lavável e desinfetável
 - Fácil deslocação
 - Estrutura de suporte – composta por quatro pilares externos feitos de aço revestido
 - Laterais e traseira - os lados e as costas são feitas de tecnopolímero; cada painel tem cantos arredondados e suporta até 100 kg. O lado esquerdo está equipada com manípulo ergonómico
 - Tampo - em tecnopolímero, 650x460mm com bordos elevados em três lados (40 mm).
 - Gavetas - Todas as gavetas são feitas de tecnopolímero, totalmente extraíveis com calhas telescópicas. Fecho centralizado
- Configuração padrão gaveta:
- 3 gavetas tecnopolímero, tamanho 450x410x150mm
 - Gaveta tecnopolímero 1, tamanho 450x410x300mm
- Cores de frentes de gavetas disponíveis: laranja RAL 3001, RAL 6033 verde, azul RAL 5015, RAL 1012 amarelo
- Lado direito – bancada de puxar em tecnopolímero
 - Base – 4 rodas de borracha maciça, montados sobre rolamentos, Ø 125 mm, 2 com travão.
 - Pára-choques de plástico nos cantos