

## MANIPULADOR UTERINO CLEARVIEW

Descrição dos artigos:

### Manipulador Uterino Clearview

- **Descrição:**

- Clearview® está indicado para a manipulação uterina durante a laparoscopia diagnóstica e cirúrgica, minilaparotomia, salpingoplastia, LAVH, avaliação da fertilidade, adesiólise e tratamento da endometriose.

- Manipulador uterino Clearview
- Controlo, segurança e eficiência.

- **Controlo uterino completo:**

- Clearview®, o manipulador uterino descartável fabricado pela Clinical Innovations, permite a anteversão, retroversão e a movimentação lateral para se obter uma ótima visibilidade e movimentação uterina. O pivô, que fica localizado no cérvix, proporciona a rotação da ponta do manipulador uterino, através do botão de controlo de rotação.

- **Segurança:**

- A extremidade distal da ponta em silicone, reduz o risco de perfurações; a ponta estreita reduz a necessidade de dilatação e diminui o trauma; a paciente pode permanecer na posição supina; O balão em silicone macio possui válvula para controle da insuflação.

- **Eficiência:**

- Possui via para cromotubagem; proporciona exposição eficaz que permite uma visualização completa do utero e é desnecessária a assistência para segurar o manipulador. Todas essas características garantem rapidez e segurança ao procedimento.



Ref.: CIOCV1000 – 7cm

CIOCV2000 – 9cm