

VENTOSA KIWI OMNICUP COM MEDIÇÃO TRACÇÃO

Descrição:

Ventosa Kiwi Omnicup Com Medição da Tracção

- Maior segurança para o médico, a mãe e a criança;
- Dispositivo incorporado para medição da força exercida durante a tração;
- Permite correlatar o tacto da força da tração a uma escala visual
- Mais fácil colocação
- Permite uma extração rotativa sem perda de vácuo
- Apresenta um baixo perfil, dispondo de uma superfície suave de fácil acoplação



Ref^a.: CI6000MTE