


PESSÁRIO PRÉ-TERMO ARABIN

Descrição do artigo: Utilizado no tratamento de mulheres grávidas com incompetência cervical



Descrição:

- Este pessário é usado para tratar mulheres grávidas com incompetência cervical, a fim de apoiar o colo do útero e pressioná-lo para trás em direção ao sacro (seta).
- Pode ser indicado em gestações com uma história de trabalho de parto prematuro, gestações múltiplas ou mães que estão expostas a tensão física (por exemplo, em pé por muito tempo). Pode também ser indicado em mulheres grávidas que sofrem de prolapso dos órgãos genitais.
- O pessário cervical pode ser facilmente dobrado e inserido sem dor.
- Em geral, os pessários cerclage devem ter uma altura de 21-25 mm em gestações únicas e uma altura de 25-30 mm em gestações múltiplas ou em pacientes grávidas com queixas de prolapso.
- A largura do diâmetro superior e inferior deve ser escolhida dependendo da constituição individual da paciente grávida.

Referência	Dimensões	Modelo
DA4805628	70/25/32	Não Perfurado
DA4805634	70/17/35	Não Perfurado
DA4805640	70/21/35	Não Perfurado
DA4805657	70/25/35	Não Perfurado
DA4805663	65/17/32	Perfurado
DA4805686	65/21/32	Perfurado
DA4805692	65/25/32	Perfurado
DA4805700	65/30/35	Perfurado
DA4805723	65/21/35	Perfurado
DA4805746	65/25/35	Perfurado
DA4805769	70/21/32	Perfurado
DA4805775	70/25/32	Perfurado
DA4805798	70/21/35	Perfurado