



SPECULUM
ARTIGOS MÉDICOS, S.A.

CARDIOTOCÓGRAFO EDAN F6 GEMELAR



EDF6SINGL – Single
EDF6TWINS - Gemelar



EDTRF6/F9 CARRO RODADO C/ GAVETA P/ F6/F9

- Duas gavetas para arrumar acessórios
- Lavável
- Compacto e estável
- Quatro rodas direccionáveis com travão

Descrição do artigo:

Cardiotocógrafo Edan F6 Gemelar

- Ideal para monitorização anteparto e intraparto, fornecendo parâmetros versáteis incluindo FHR, TOCO, movimento fetal, pressão intra-uterina e ECG directa.
- Memória de 24 horas de backup oferece grande simplicidade de monitorização fetal na obstetrícia clínica, consultório e hospital.

Características:

- Monitor cores TFT-LCD 10.2 " , dobrável
- 24 horas de memória de backup para monitorização contínua
- Exibe formas de onda e numérico, simultaneamente,
- Transdutor altamente sensível FCF 1MHz à prova d'água
- Sobreposição de verificação de sinais para separar gémeos da FCF (gemelar)
- Um botão de operação dá acesso para iniciar a monitorização
- Design de superfície plana e transdutor impermeável TOCO
- Parâmetros opcionais DECG e IUP
- Impressora térmica
- Compatível com papel gravação universal 150/152 mm
- Impressão rápida de traços armazenados
- Visão de software para transmissão de dados para PC
- Bateria recarregável para 4 horas de trabalho contínuo
- Solução de monitorização com fio ou sem fio

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40
Fax: 21 471 69 69
Linha Azul: 808 200 306

E-mail: geral@speculum.pt
www.speculum.pt

