



SPECULUM

ARTIGOS MÉDICOS, S.A.

Acompanhamos o pulsar da vida

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40

Fax: 21 471 69 69

Linha Azul: 808 200 306

E-mail: geral@speculum.pt

www.speculum.pt



ELETRODO SUPERF.FOAM ECG 36X40 GELSOLIDO

Descrição do artigo:

Eletrodo Superf.Foam ECG 36x40 Gelsolido



Ref^a.: FB9089100 – 36 x 40 mm

- Elétrodo descartável para ECG com gel sólido
 - Sensor em cloreto de prata/prata(SSC) – gravação confiável e estável- e snap em aço inoxidável.
- Adequados para ser usado tanto em repouso como em stress ou em gravação de Holter ECG
- Feito em Espuma PE
- Modelo: Adulto
- Adapta-se aos contornos do corpo, aumentando conforto e oferecendo benefícios da elasticidade para se adequar aos movimentos do corpo.
- Sem Látex