



**SPECULUM**  
ARTIGOS MÉDICOS, S.A.

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40  
Fax: 21 471 69 69  
Linha Azul: 808 200 306

E-mail: [geral@speculum.pt](mailto:geral@speculum.pt)  
[www.speculum.pt](http://www.speculum.pt)



# PRESERVATIVOS SONDAS ENDOCAVITÁRIAS



RR0034AVS - Emb.144  
LATEX AVULSO M

HH1130520 - Emb.200  
LATEX H.H.H. M

HH1130528 - Emb.200  
LATEX H.H.H. S



RR0034IND - Emb. 100  
LATEX IND.

HH1130523 - Emb.500  
LATEX H.H.H. IND.



HH1130521 - Emb.576  
LATEX H.H.H. IND.C/ SILICONE



PK0003238 - Emb.100  
LATEX MTV M 3,5X20  
N/ESTERILIZADO



SHOO10001 - Emb.100  
LATEX MTV S 3,2X20  
N/ESTERILIZADO

Descrição do artigo:

**Preservativos especialmente concebidos para todas as sondas endocavitárias.**

- Com e sem latex
- Avulso ou individualizado
- Com ou sem lubrificante
- O lubrificante usado é de silicone, o único que não interfere nos cristais das sondas, não as danificando.




GY0012200 - Emb.100  
LATEX 3,3X19,5CM ESTERILIZADO



PK0003230 - Emb.40  
LATEX 3,5X20 ESTERILIZADO



KD000P105 - Emb.100  
PE 4,6X24,1 N/EST C/ GEL



GY0012206 - Emb. 72  
PRESERVATIVO S/ LATEX GY IND