



SPECULUM
ARTIGOS MÉDICOS, S.A.

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40
Fax: 21 471 69 69
Linha Azul: 808 200 306

E-mail: geral@speculum.pt
www.speculum.pt



PINÇA HISTERECTOMIA



Descrição do artigo:

Pinça histerectomia

- Desenhado para chegar acima na pélvis durante a histerectomia vaginal
- Hastes em forma de S que ficam fora do campo de visualização do médico
- Mandíbula com 70mm de comprimento que permite envolver o ligamento pélvico infundibular e o ligamento redondo em simultâneo

MM0336150 – MP-IFP

MM0336152 – MP-IFP XL