



AGULHA SONOPLEX 22GX50MM FACET S

Descrição do artigo: **Agulha SonoPlex 22g x 50mm Facet S**



Descrição:

- Ponta de agulha ecogênica
- Refletores de pedra angular
- Revestimento NanoLine®
- Marcas de profundidade
- Agulha de bloqueio de nervo ecogênica e estimulante de disparo único.
- Permite a colocação sob ultrassom e técnicas de estimulação.

PJ001187-74 - 22G x 50mm (2 ") com ponta Facet S