


KIT BLOQUEIO DE NERVO PERIFÉRICO CONTÍNUO



Product	Size	SonoLong Sono catheter	Item No.	PU
SonoLong NanoLine cannula				
Facet tip	19 G x 50mm	20 G x 50cm	531187-31A	10
	19 G x 75mm	20 G x 50cm	561187-31A	10
	19 G x 100mm	20 G x 50cm	521187-31A	10
	19 G x 150mm	20 G x 50cm	511187-31A	10
SPROTTE® SPECIAL tip	19 G x 60mm	20 G x 50cm	531187-31B	10
	19 G x 120mm	20 G x 50cm	521187-31B	10
Tuohy tip	18 G x 50mm	20 G x 50cm	531187-31C	10
	18 G x 75mm	20 G x 50cm	561187-31C	10
	18 G x 100mm	20 G x 50cm	521187-31C	10
	18 G x 150mm	20 G x 50cm	511187-31C	10

Inclui:

- Agulha SonoLong NanoLine com ligação e cabo elétrico LuerLock
- Tubo injector adaptável
- Cateter StimuLong Sono 20 G x 50 cm, com abertura central, estilete condutor e bobine metálica integrada
- Adaptador StimuLong (amarelo) com ligação de estimulação integrada
- Filtro bacteriano 0.2µm
- FixoLong