

# MONITOR TOF-CUFF

Descrição do artigo: **Monitor TOF-CUFF**



## Descrição:

Refª.: **RG0118050**

- Equipamento médico para monitorização da transmissão neuromuscular
- Equipamento robusto, simples, versátil e eficiente
- Aplicação simples através de uma braçadeira para avaliação dos níveis de relaxamento neuromuscular e da pressão arterial não invasiva
- Permite monitorização automática da transmissão neuro muscular através do sistema AUTO-PILOT (pressionando apenas um botão)
- Monitorização contínua do relaxamento neuro muscular com visualização da evolução da profundidade do bloqueio
- Gravação interna da tendência para análise de todos os valores monitorizados

Referência	Acessórios
<b>RG1016235</b>	BRAÇADEIRA ADULTO 27,5-36CM
<b>RG1016245</b>	BRACADEIRA ADULTO-LARGE 35,5-46CM