


SONDA ENDOC 3D 5-9 H60/HS50-70/WS80/RS80

Descrição do artigo: Sonda Endocavitária 3D 5-9 H60/HS50-70/WS80/RS80



Descrição:

Ref.ª: **SMP-V059FOA**

- Sonda endocavitária
- V5-9
- Frequência central: 5.59MHz
- Largura de banda: 5 ~ 9 MHz
- Raio de curvatura: 10,1 mm
- Campo de visão: 150.6 °
- Número de elementos: 192
- Guia de Biópsia: Disponível
- Classe de Segurança: BF

Aplicação:

- Obstetrícia
- Ginecologia
- Urologia