



SPECULUM

ARTIGOS MÉDICOS, S.A.

Acompanhamos o pulsar da vida

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40

Fax: 21 471 69 69

Linha Azul: 808 200 306

E-mail: geral@speculum.pt

www.speculum.pt



AGULHA BIOPSIA CHIBA



Descrição do artigo:

Agulha Biopsia Chiba

- Agulha descartável para biopsia citológica
- Em aço inoxidável de alta qualidade
- Extremidade tipo Quincke, para penetração menos invasiva
- Agulha ultra-fina que permite recolha abundante de amostra
- Graduação em centímetros bastante visível
- Marcação interna eco para visualização ecográfica
- Disponível versão compatível para Ressonância Magnética

Calibre (G)	Comprimento (cm)	Referência								CÓDIGO DE COR
		5 cm	7 cm	9 cm	11 cm	15 cm	20 cm	25 cm	35 cm	
18 G			SWCCH1807	SWCCH1809	SWCCH1811	SWCCH1815	SWCCH1820	SWCCH1825	SWCCH1835	ROSA
20 G			SWCCH2007	SWCCH2009	SWCCH2011	SWCCH2015	SWCCH2020	SWCCH2025	SWCCH2035	AMARELO
21 G			SWCCH2107	SWCCH2109	SWCCH2111	SWCCH2115	SWCCH2120	SWCCH2125		VERDE
22 G			SWCCH2207	SWCCH2209	SWCCH2211	SWCCH2215	SWCCH2220	SWCCH2225		PRETO
23 G			SWCCH2307	SWCCH2309	SWCCH2311	SWCCH2315	SWCCH2320			AZUL
25 G		SWCCH2505	SWCCH2507	SWCCH2509	SWCCH2511					LARANJA