



SPECULUM

ARTIGOS MÉDICOS, S.A.

Acompanhamos o pulsar da vida

Sempre Disponíveis

Tel. 21 472 80 40

Fax: 21 471 69 69

Linha Azul: 808 200 306

E-mail: geral@speculum.pt

www.speculum.pt



AGULHA BIOPSIA P/ PISTOLA FAST GUN



Descrição do artigo:

Agulha Biopsia P/ Pistola Fast Gun

- Agulha para Biopsia para Pistola Automática Reutilizável FAST-GUN®
- A agulha é feita a partir de ECHONOX®, aço inoxidável eco refletor, sendo inteiramente visível através de ultrassons.
- Permite obtenção de amostra intacta, minimizando assim os danos nos tecidos.
- Graduada em centímetros que facilita o posicionamento preciso em termos de profundidade
- Esterilizada
- Descartável

Referência					
Calibre (G)	Comprimento (cm)	15 cm	20 cm	25 cm	CÓDIGO DE COR
14 G		SWFSC1415	SWFSC1420	SWFSC1425	VERDE ESCURO
16 G		SWFSC1615	SWFSC1620	SWFSC1625	BRANCO
18 G		SWFSC1815	SWFSC1820	SWFSC1825	ROSA
20 G		SWFSC2015	SWFSC2020	SWFSC2025	AMARELO