

ELETRODO AGULHA OPTIMICRO

Descrição: Eléctrodo utilizado em procedimentos electrocirúrgicos

Descrição:

- Fornece uma disseção precisa sem provocar efeitos térmicos adversos
- Configurações da potência de saída são baixas, de forma a minimizar estimulação em células nervosas e musculares
- Eléctrodo em tungsténio que suporta elevadas densidades de corrente, mantendo a precisão durante o procedimento
- Reduz substancialmente a emissão de fumos e odor comparativamente com as pontas em lâmina standard

Referência	Modelo da Ponta	Comprimento
UTODN0200	Recto	2 cm
UTODN0345	Angular (45º)	3 cm
UTODNO810	Recto	8 cm

