

FILTRO EVACUADOR DE FUMOS FINESSE

Descrição do artigo: **Filtro Evacuador de Fumos**



Refª: **UT0ESU5012**

Descrição:

Filter Pack II para sistemas Finesse® e Finesse® II

Incorpora:

- 1 filtro de carvão ativado
- 1 filtro HEPA
- 1 tubo de 9 metros
- 1 tubo com adaptador para espéculo
- Cada pack de filtro pode ser usado até 15 vezes
- O tubo com adaptador para espéculo que liga à saída de evacuação de fumo é de uso único
- O filtro interno dos sistemas Finesse® e Finesse® II deve ser substituído anualmente